

Información de Seguridad y Trazabilidad (Reglamento UE General de Seguridad de Productos - GPSR)

- **Producto:** Analizador de composición corporal inteligente (Báscula digital)
- **Marca:** Xiaomi / Mi (Mijia)
- **Modelo:** Mi Body Composition Scale 2 (NUN4048GL)
- **UPC / EAN / Código de barras:** 782948929895
- **Certificaciones:** Marcado CE, Directiva RED (Equipos de Radio por tecnología Bluetooth), Cumplimiento RoHS.
- **Datos de la Persona Responsable / Importador en la UE:** *(Nota: Al ser un fabricante de fuera de la UE -China-, el reglamento GPSR te obliga a mostrar los datos del representante autorizado o la filial que introduce el producto en suelo europeo. Debes verificar en la caja de tu proveedor europeo cuál de las sedes oficiales figura como importador legal):*
 - **Nombre de la empresa:** Xiaomi Technology Netherlands B.V.
 - **Dirección postal:** Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, La Haya, Países Bajos.
 - **Contacto electrónico:** support.global@mi.com

Advertencias de Seguridad e Instrucciones de Uso

- **Restricción médica crítica:** Este aparato utiliza análisis de impedancia bioeléctrica (BIA) enviando una señal eléctrica inofensiva de baja frecuencia a través del cuerpo. **NO debe ser utilizado por personas que lleven implantes médicos electrónicos como marcapasos**, desfibriladores artificiales o dispositivos de soporte vital
- **Uso en embarazos:** No se recomienda el uso de la función de análisis corporal a mujeres embarazadas (los datos obtenidos podrían no ser precisos), aunque pueden usarla en modo "solo peso". No apto para diagnóstico clínico profesional.
- **Seguridad de las baterías (pilas):** Funciona con 4 pilas alcalinas tipo "AAA" de 1,5 V. Introduzca las pilas asegurando la polaridad correcta indicada en el compartimento. No mezcle pilas nuevas con usadas. Si el dispositivo permanece inactivo durante un período de tiempo prolongado, retire las pilas para prevenir escapes químicos corrosivos.
- **Prevención de deslizamientos y rotura:** La superficie superior está fabricada con vidrio templado reforzado. El cristal pulido se vuelve altamente resbaladizo al contacto con el agua. No suba al aparato con los pies mojados ni realice la medición con la base húmeda. Evite los impactos mecánicos en los bordes o saltar sobre el dispositivo. Capacidad máxima soportada de 150 kg.
- **Entorno y cuidado:** Contiene un circuito de radiofrecuencia y microprocesadores delicados. Este producto no es sumergible ni impermeable. No lo exponga a chorros de agua directos ni a condensación de vapor masiva. Limpie el exterior únicamente frotando de forma suave con un paño seco o levemente humedecido.

- **Reciclaje y sostenibilidad:** Este equipo electrónico y sus pilas usadas no pueden desecharse en la basura doméstica común. Al terminar su ciclo operativo, es obligatorio por ley depositar el producto de forma separada en un punto limpio municipal o contenedor de recogida selectiva regulado por las Directivas Europeas RAEE y de Baterías.
-