

Información de Seguridad y Trazabilidad (Reglamento UE General de Seguridad de Productos - GPSR)

- **Producto:** Analizador de composición corporal inteligente (Báscula de baño digital)
- **Marca:** Xiaomi / Mi
- **Modelo:** Mi Body Composition Scale 2
- **EAN / Código de barras:** 7426822682386
- **Certificaciones:** Marcado CE, Directiva RED (Equipos de Radio por tecnología Bluetooth 5.0), Cumplimiento de la Directiva RoHS.
- **Datos del Importador / Persona Responsable en la UE:** *(Al tratarse de una referencia fabricada fuera de la UE, la ley exige indicar los datos de la filial que la introduce en el mercado común Europeo):*
 - **Nombre de la empresa:** Xiaomi Technology Netherlands B.V.
 - **Dirección postal:** Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, La Haya, Países Bajos.
 - **Contacto electrónico:**

support.global@mi.com

Advertencias de Seguridad e Instrucciones de Uso

- **Restricción y advertencia médica crítica:** Este dispositivo evalúa métricas físicas enviando una micro-señal eléctrica inofensiva de baja frecuencia a través de las plantas de los pies (sistema BIA). **NO debe ser utilizado bajo ninguna circunstancia por personas que lleven implantes médicos activos como marcapasos**, desfibriladores cardíacos implantados o sistemas de soporte vital electrónico, debido al riesgo latente de generar interferencias en su funcionamiento.
- **Uso en periodos de gestación:** No se recomienda utilizar las funciones de bioimpedancia (grasa, músculo, hidratación) a mujeres embarazadas debido a que las fluctuaciones naturales de fluidos invalidan los algoritmos de precisión, limitando su uso seguro únicamente al modo tradicional de pesaje corporal. No apto para diagnóstico clínico médico profesional.
- **Seguridad de las baterías (pilas):** Funciona mediante 4 pilas de tipo "AAA" de 1,5 V (no incluidas). Inserte las celdas vigilando siempre la polaridad correcta (+/-) grabada en el portapilas. No combine pilas usadas con nuevas ni mezcle celdas de diferentes marcas o químicas. Extraiga completamente las pilas si el dispositivo va a permanecer inactivo durante un largo periodo de tiempo para mitigar riesgos de sulfatación o escapes químicos corrosivos.
- **Prevención de deslizamientos y roturas:** La plataforma superior se compone de cristal templado reforzado con un grosor ultradelgado. La superficie pulida se vuelve altamente deslizante al contacto directo con agua. No se suba al aparato con los pies húmedos ni realice mediciones con la plataforma mojada. Evite los impactos mecánicos directos contra los bordes de la báscula o saltar sobre la estructura. Soporta un rango de peso de hasta 150 kg.

- **Humedad e integridad electrónica:** El dispositivo contiene circuitos integrados y una antena de transmisión Bluetooth. No es un producto estanco o sumergible. Evite verter líquidos de forma directa sobre la báscula o almacenarla en zonas expuestas de forma continua a vapores y humedades extremas en el cuarto de baño. Realice la limpieza exterior suavemente empleando un paño suave levemente humedecido.
 - **Tratamiento ecológico de residuos:** Este aparato electrónico y sus pilas usadas no pueden desecharse junto a la basura orgánica o los residuos domésticos ordinarios del hogar. Al finalizar su vida útil, es un requerimiento legal depositarlos por separado en un punto limpio municipal o contenedor de recogida selectiva autorizado para dar cumplimiento a las Directivas Europeas RAEE y de Baterías.
-